

Conseils pour la mise en place d'un manchon silicone fémoral



1 Pour faciliter la mise en place du manchon, mettre du talc de droguerie du côté du motif.



2 Bien orienter le manchon en faisant attention de ne pas emprisonner d'air au fond.



3 Dérouler le manchon de manière à ne pas faire de plis.



4 Continuer à le dérouler jusqu'en haut avec le moignon en extension.

- Mettre le manchon sur une peau propre et sèche.
- Ne pas utiliser du talc de pharmacie qui devient collant, mais du talc de droguerie, sans excès, il est nécessaire à la mise en place du manchon et aussi de la prothèse.
- Laver le manchon tous les jours au savon neutre (type savon de Marseille) et bien le sécher.
- Désinfecter le manchon régulièrement avec un savon antiseptique, (1 fois par semaine).
- Quitter le manchon pour dormir afin de laisser respirer la peau.
- Penser à faire renouveler le manchon au bout d'un an environ si celui-ci se dégrade.